

LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75, S.C.

**AVENIDA PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES ORIENTE NO. 37, NO. EXT. 37, VILLA DEL
MARQUES DEL ÁGUILA, C.P. 76240, EL MARQUÉS, QUERÉTARO**

*Ha sido acreditado como Laboratorio Clínico bajo la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012. Requisitos generales para la calidad y la competencia de laboratorios clínicos, para la disciplina de **Química Clínica, Inmunología e Inmunoquímica, Hematología y Coagulación, Uroanálisis, Parasitología, Toxicología.***

Acreditación Número: CL-052
Fecha de acreditación: 2014-07-18
Fecha de actualización: 2019-05-24
Número de Ref.: 18CL0284, 19CL0075

El alcance para realizar las disciplinas es de conformidad con:

DISCIPLINA: QUÍMICA CLÍNICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Deshidrogenasa láctica	Suero	Lactato a Piruvato	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-008
Deshidrogenasa láctica	Suero	Lactato a Piruvato	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-008
Colesterol total	Suero	Colesterol Esterasa	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-005
Colesterol total	Suero	Colesterol Esterasa	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-005
Colesterol HDL	Suero	Polianión	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-007
Colesterol HDL	Suero	Polianión	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-007
Calcio	Suero	Arsenazo III	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-011
Calcio	Suero	Arsenazo III	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-011
Triglicéridos	Suero	Glicerol Fosfato Oxidasa	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-006
Triglicéridos	Suero	Glicerol Fosfato Oxidasa	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-006
Glucosa	Suero	Hexocinasa/G-6-PDH	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-001
Glucosa	Suero	Hexocinasa/G-6-PDH	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-001
Nitrógeno Uréico	Suero	Ureasa	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-002

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Nitrógeno Uréico	Suero	Ureasa	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-002
Urea	Suero	Cálculo	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-002
Urea	Suero	Cálculo	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-002
Creatinina	Suero	Picrato alcalino cinético	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-003
Creatinina	Suero	Picrato alcalino cinético	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-003
Ácido úrico	Suero	Uricasa	Enzimática	Architect ci8200	PRO-BQ-004
Ácido úrico	Suero	Uricasa	Enzimática	Alinity	PRO-BQ-004
Hemoglobina Glucosilada (A1c)	Sangre total con EDTA	Electroforesis capilar	Electroforesis Capilar	Sebia Capillaris	PEX-SER-001
Albúmina	Suero	Verde de Bromocresol	Punto final	Architect ci 8200	PEX-BQ-017
Albúmina	Suero	Verde de Bromocresol	Punto final	Alinity	PEX-BQ-017
Hierro	Suero	Reducción	Colorimétrica Directa	Architect ci 8200	PEX-BQ-016
Magnesio	Suero	Arsenazo	Enzimática	Architect ci 8200	PEX-BQ-018
Magnesio	Suero	Arsenazo	Enzimática	Alinity	PEX-BQ-018
Fósforo	Suero	Fosfomolibato	Colorimétrica	Architect ci 8200	PEX-BQ-015

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fósforo	Suero	Fosfomolibato	Colorimétrica	Alinity	PEX-BQ-015
Proteínas Totales	Suero	Biuret	Punto Final	Architect ci 8200	PEX-BQ-019
Proteínas Totales	Suero	Biuret	Punto Final	Alinity	PEX-BQ-019

DISCIPLINA: INMUNOLOGÍA E INMUNOQUÍMICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Prolactina	Suero	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Architect ci8200	PEX-BQ-009
Prolactina	Suero	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas	Alinity	PEX-MUN-011
Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)	Suero	Enzimática	Enzimática	Architect ci8200	PEX-BQ-009 PEX-BQ-010
Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)	Suero	Enzimática	Enzimática	Alinity	PEX-MUN-010
VDRL	Suero	Floculación	Observación Macroscópica	Microscopio Karl Zeins (SER-56)	PEX-SER-002
Anticuerpos anti HIV1/HIV2	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-INM-001
Anticuerpos anti Virus de Hepatitis C	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-INM-002

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Antígeno de Superficie para Virus de Hepatitis B	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-IMN-003
Anticuerpos totales core para Virus de Hepatitis B	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-IMN-002
Anticuerpos anti Citomegalovirus IgG	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-IMN-003
Anticuerpos anti Citomegalovirus IgM	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE No. De serie : IVD3001477	PEX-IMN-003
Fracción Beta de la Hormona Gonadotropina Coriónica Humana	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Architect ci 8200	PEX-BQ-014
Fracción Beta de la Hormona Gonadotropina Coriónica Humana	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Alinity	PEX-MUN-008
Estradiol	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Architect ci 8200	PEX-BQ-013
Estradiol	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Alinity	PEX-MUN-012
Progesterona	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Architect ci 8200	PEX-BQ-020
Progesterona	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Alinity	PEX-MUN-007

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Antígeno Específico de Próstata	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Architect ci 8200	PEX-BQ-012
Antígeno Específico de Próstata	Suero	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas	Alinity	PEX-MUN-009
Anticuerpos anti IgG de Toxoplasma	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE IVD3001477	PEX-INM-006
Anticuerpos anti IgM de Toxoplasma	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE IVD3001477	PEX-INM-006
Anticuerpos anti IgG de Rubéola	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE IVD3001477	PEX-INM-005
Anticuerpos anti IgM de Rubéola	Suero	Inmunoenzimático	Ensayo de Fluorescencia ligado a enzima (ELFA)	VIDAS BLUE IVD3001477	PEX-INM-005
Prueba Inmunológica de Embarazo	Orina	Inmunoanálisis cualitativo	Observación visual	Observación visual	PEX-SER-005

DISCIPLINA: HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Eritrocitos	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Hemoglobina	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Hematocrito	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Volumen Corpuscular Medio	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Distribución eritrocitaria	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Plaquetas	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Leucocitos	Sangre total	Enfoque hidrodinámico, Lauril Sulfato Sódico (SLS)	Citometría de Flujo, Impedancia y Fotometría	XN-1000	PEX-HEM-001
Tiempo de protrombina	Plasma citrado	Coagulometría/ Turbidimetría	Coagulometría/ Turbidimetría	ACL TOP 300	PEX-HEM-002
Índice Internacional Normalizado (INR)	Plasma citrado	Coagulometría/ Turbidimetría	Calculado	ACL TOP 300	PEX-HEM-002
Tiempo de Tromboplastina parcial	Plasma citrado	Coagulometría/ Turbidimetría	Coagulometría/ Turbidimetría	ACL TOP 300	PEX-HEM-003
Tiempo de Trombina	Plasma citrado	Coagulometría/ Turbidimetría	Coagulometría/ Turbidimetría	ACL TOP 300	PEX-HEM-004
Fibrinógeno	Plasma citrado	Coagulometría/ Turbidimetría	Coagulometría/ Turbidimetría	ACL TOP 300	PEX-HEM-005
Grupo sanguíneo y Rh	Sangre de Total con EDTA	Aglutinación en placas DG gel	Observación Macroscópica	Centrífuga Dianafuge (SER-07)	PEX-SER-003

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Dímeros D	Plasma con Citrato de Sodio	Prueba Inmunológica	Prueba Inmunológica	ACL TOP 300	PEX-HEM-007

DISCIPLINA: UROANÁLISIS

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Exámen General de Orina					
Exámen Físico Color Aspecto	Orina	Observación visual	Observación visual	Observación visual	PEX-CYU-001
Exámen Químico Proteínas Bilirrubinas Sangre Densidad pH Glucosa Cuerpos cetónicos Nitritos	Orina	Reflectancia/ Refractivo/ Flujo Laminar	Reflectancia/ Refractivo/ Flujo Laminar	iChem Velocity	PEX-CYU-001
Exámen Químico Proteínas Bilirrubinas Sangre Densidad pH Glucosa Cuerpos cetónicos Nitritos	Orina	Observación visual	Observación visual	Observación visual	PEX-CYU-001

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Examen Microscópico Leucocitos Eritrocitos Bacterias Células Levaduras Filamentos Cilindros Cristales Hifas	Orina	Flujo Laminar Plano	Flujo Laminar Plano	IQ-200 Serie 9531	PEX-CYU-001
Examen Microscópico Leucocitos Eritrocitos Bacterias Células Levaduras Filamentos Cilindros Cristales Hifas	Orina	Observación microscópica	Observación microscópica	Microscopio (PAR-10)	PEX-CYU-001
Búsqueda de eritrocitos dimórficos	Orina	Observación microscópica en fresco	Observación microscópica	Observación microscópica	PEX-CYU-002
Cuenta minutada	Orina	Observación microscópica	Observación microscópica	Microscopio (PAR-10)	PEX-CYU-008

DISCIPLINA: PARASITOLOGÍA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Búsqueda en Amiba en Fresco	Heces	Observación microscópica en fresco, Tinción de Wright, Tinción de Kinyoun	Observación microscópica	Observación microscópica	PEX-CYU-003
Sangre oculta en heces	Heces	Observación visual	Observación visual	Observación visual	PEX-CYU-004
Coproparasitoscópico	Heces	Observación microscópica	Observación microscópica	Observación microscópica	PEX-CYU-005
Antígeno de Giardia	Heces	Inmunofluorescencia directa	Observación microscópica	Microscopio de fluorescencia (INM-48)	PEX-CYU-007
Antígeno de Giardia	Heces	Inmunocromatografía	Observación visual	Observación visual	PEX-CYU-006
Antígeno de <i>Helicobacter pylori</i>	Heces	Inmunocromatografía	Observación visual	Observación visual	PEX-CYU-009

DISCIPLINA: TOXICOLOGÍA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Canabinoides	Orina	Inmunoanálisis Cualitativo	Observación visual	Observación visual	PEX-SER-004
Cocaína	Orina	Inmunoanálisis Cualitativo	Observación visual	Observación visual	PEX-SER-004
Metanfetaminas en Orina	Orina	Inmunoanálisis Cualitativo	Observación visual	Observación visual	PEX-SER-004

Responsables de Disciplina:

Dr. Alberto Vázquez Mellado Septién	Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica, Química Clínica, Uroanálisis y Parasitología.
Q.F.B. María Guadalupe Rodríguez Jiménez	Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica, Química Clínica, Uroanálisis, Parasitología, Toxicología.
Q.F.B. Xochitl González Morales	Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica, Química Clínica, Uroanálisis, Parasitología, Toxicología.
M. en C. Fabiola Iracheta Tóvar	Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica y Química Clínica
T.L.C. María Felicitas Arteaga Ortega	Uroanálisis y Parasitología.
T.L.C. Raymundo Martínez Salgado	Uroanálisis.
Q.F.B. Rocío Villegas Cervantes	Inmunología e Inmunoquímica, Inmunología e Inmunoquímica, Química Clínica.
LAQB. Silvia Elizabeth Pérez Picazo	Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica, Química Clínica, Toxicología
Karén Andrea Larrauri Rodríguez	Parasitología, Uroanálisis
Karla Susana Bustos Piñero	Hematología y coagulación
María Janin Rodríguez Reyes	Inmunología e inmunoquímica
T.L.C. Liliana Valencia Mendoza	Hematología y coagulación
Roberto Monroy Solís	Química Clínica
Fernando Buergo Martínez	Uroanálisis, Parasitología

Sitios de toma de muestras:

1.- Matriz (Corregidora)

Avenida Prolongación Constituyentes
Oriente No. 32, Colonia Villa del Marqués del Águila.
C.P. 76246, El Marqués, Querétaro

2.- Milenio

Camino Real de Contreras,
No. 302, Local 5,
Fraccionamiento Milenio III,
C.P. 76060

3.- Tecnológico

Av. Tecnológico Sur,
No. 2. Interior 103,
Col. Niños Héroes
C.P. 76010

4.- Jurica

Av. 5 de febrero,
No. 2125, local 11,

mariano escobedo n° 564 col. anzuers, 11590 ciudad de méxico
tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx LSC 01 800 022 29 78
Condominio Plaza del Norte,
Zona Industrial Benito Juárez
C.P. 76120.

5.- Juriquilla

Boulevard Universitario,
No. 560,
Col. Jurica Acueducto,
Centro Comercial Juriquilla
C.P. 76230

6.- Pueblo Nuevo

Avenida Rufino Tamayo,
No. 37, Interior 1,
Col. Pueblo Nuevo

Número de Ref.: 18CL0284, 19CL0075

C.P. 76900

7.- Sucursal Milenio III

Camino Real de Carretas,
No. 416, Local 105, Plaza Ubika
Fracc. Milenio III,
C.P. 76060

8.- Sucursal Centro Histórico

Corregidora Norte 75-101,
Colonia Centro Histórico No. 32, C.P. 76000
C.P. 76000

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

c.c.p. expediente